

Produktinformation: 20525

Flächendesinfektion

- universell einsetzbar
- mit bester Reinigungswirkung und angenehmer Beduftung
- aldehydfrei
- Flächendesinfektionsmittelkonzentrat



CE
0481

RHEOSEPT-FD universal

Aldehydfreies flüssiges Flächendesinfektionsmittelkonzentrat

Produktbeschreibung

Aldehydfreies Flächendesinfektionsmittel. Für den Einsatz in Krankenhäusern, Kindergärten, Schulen, Pflegeheimen, Schwimmbädern und anderen öffentlichen Einrichtungen zur Desinfektion. Einfache Dosierung bei einem exzellenten Preis-/Leistungsverhältnis. Für wasserfeste Oberflächen, auch Acrylglas, geeignet. Wirkungsspektrum: bakterizid, levurozid. Dieses Medizinprodukt ist CE-zertifiziert (0481).

Anwendungsbereiche

Zur Flächendesinfektion, Wischdesinfektion und desinfizierende Flächenreinigung von wasserfesten Oberflächen. Zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionserkrankungen.

Anwendungshinweise

Zur Desinfektion die Verdünnung gem. Dosiervorgaben (Produktinformation) beachten (z.B. 1%-1h). Je nach

vorgesehener Einwirkzeit ansetzen und auf die vorgereinigte Oberfläche dünn wischend auftragen. Nach erfolgter Desinfektion mit klarem Wasser nachspülen. Komplette Benetzung gewährleisten. Stets frisch angesetzte Verdünnungen benutzen! Je nach Einsatzbereich des Medizinproduktes ist nach der Desinfektion die Oberfläche sorgfältig mit Wasser nachzuspülen oder nachzuwischen, um Produktreste zu entfernen.

Wirkungsspektrum

Bakterizid, levurozid.

Anwendungskonzentrationen

Dosiervorgabe	Dosierangabe	Bemerkung
Einwirkzeit 60 Minuten	1% (10ml auf 1 Liter Wasser)	Zusammenfassende Empfehlung
Einwirkzeit 1 Minute	2% (20ml auf 1 Liter Wasser)	EN 1276 / hohe Belastung
Einwirkzeit 15 Minuten	1% (10ml auf 1 Liter Wasser)	EN 1276 / hohe Belastung
Einwirkzeit 5 Minuten	1% (10ml auf 1 Liter Wasser)	EN 1650 Levuroxid - hohe Belastung / mechanisch
Einwirkzeit 1 Minute	5% (50ml auf 1 Liter Wasser)	EN 13624 Levuroxid
Einwirkzeit 5 Minuten	1% (10ml auf 1 Liter Wasser)	EN 13624 Levuroxid
Einwirkzeit 1 Minute	5% (50ml auf 1 Liter Wasser)	EN 13697
Einwirkzeit 5 Minuten	1% (10ml auf 1 Liter Wasser)	EN 13697
Einwirkzeit 1 Minute	2% (20ml auf 1 Liter Wasser)	EN 13727
Einwirkzeit 5 Minuten	1% (10ml auf 1 Liter Wasser)	EN 13727

Zusammensetzung

In 100g sind enthalten: 6,65 g Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-Chloride; 3,3 g Didecyldimethyl-ammoniumchlorid. Weitere Inhaltsstoffe: Farbstoffe, Duftstoffe.

Physikalisch-chemische Daten

- pH-Wert (Konzentrat) 7
- pH-Wert (Anwendung) 7

Kennzeichnung gem. GHS

- H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H402 - Schädlich für Wasserorganismen.
- P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P260 - Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280 - Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Lieferformen

REF	Gebindegröße	Verpackungseinheit
20525352	RHEOSEPT-FD universal Flasche 1000 ml	Karton
20525050	RHEOSEPT-FD universal Kanister 5 Liter	Kanister
20525100	RHEOSEPT-FD universal Kanister 10 Liter	Kanister

Zubehör

REF	Gebindegröße	Verpackungseinheit
48017002	Kanisterhahn Gewinde 51 für 5/10 Liter Kanister	Stück
48020002	Kanisterpumpe Gewinde 51 mm für 5/10 Liter UN-Kanister	Stück
48038005	Kanisterschlüssel für Verschluß mit Gewinde 51	Stück
48029002	Flaschenhalter für 4 Flaschen à 1000 ml	Stück
48029006	Flaschenhalter für 6 Flaschen à 1000 ml Edelstahl	Stück
48029003	Kanisterhaken für 10 Liter Kanister	Stück
48029001	Kanisterhalter für 10 Liter Kanister	Stück
48041001	Schutzbrille mit Seitenschutz, einzeln verpackt in Folie, mit Kunststoffglas	Stück
48036001	Schutzhandschuhe gelb, Größe S, 12 Paar im Paket	Packung
48036006	Schutzhandschuhe gelb, Größe M, 12 Paar im Paket	Packung
48036005	Schutzhandschuhe gelb, Größe L, 12 Paar im Paket	Packung
48036003	Schutzhandschuhe gelb, Größe XL, 12 Paar im Paket	Packung
48036002	Schutzhandschuhe blau Latex, säure- und alkaliefest, 12 Paar im Paket	Packung

Gutachten und Informationen

Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter → www.rheosol.com - individuelle Fragen oder Informationen zu Gutachten richten Sie bitte an unseren Innendienst: Telefon: 02241 - 3923-70 E-Mail: info@rheosol.de.

RHEOSEPT®

Registrierungen

Dieses Medizinprodukt ist CE zertifiziert (CE 0481).

Umweltinformationen

Die Wachendorff-Chemie GmbH produziert nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards.

RHEOSOL®

Wachendorff-Chemie GmbH • Langbaughstr. 15 • DE 53842 Troisdorf
☎ +49 2241 3923-0 📠 +49 2241 3923-90 ✉ info@rheosol.de 🌐 <http://www.rheosol.com>