

Produktinformation: 20476

## Steckbeckenklarspüler

- hohe Materialverträglichkeit auch bei säureempfindlichen Bauteilen (z. B. aus Buntmetall und Eisen)
- keine Ablagerungen auf dem Spülgut und innerhalb der Maschine (Düsen und Leitungen)
- geeignet für alle thermischen Steckbeckenspülautomaten
- Entkalker und Klarspüler mit guter Reinigungsleistung in einem



## RHEOSOL-STN Steckbeckenklarspüler

Neutraler Spezialklarspüler mit Enthärter

### Produktbeschreibung

Neutraler, schaumgedämpfter Klarspüler und Enthärter für die Steckbeckenaufbereitung in thermischen Desinfektionsverfahren. Für Steckbeckenspüler und Fäkalienpülautomaten im medizinischen Bereich. Geeignet für die thermische Aufbereitung von Pflegegeschirr (Edelstahl, Kunststoff, Glas) in allen handelsüblichen Geräten (gem. DIN 15833).

### Anwendungsbereiche

Für Steckbeckenspüler und Fäkalienpülautomaten im medizinischen Bereich.

### Anwendungshinweise

Beachten Sie bitte die Vorgaben des Maschinenherstellers.

### Anwendungskonzentrationen

Dosiervorgabe	Dosierangabe	Bemerkung
Empfohlen	0,5 bis 4 ml pro Liter Spülflotte	Je nach Maschineneinstellung und Wasserhärte

### Zusammensetzung

15-30 % organische Säuren. Weitere Inhaltsstoffe: Glutamic acid N, N-diacetic acid, Tetrasodium salt.

### Physikalisch-chemische Daten

- pH-Wert (Anwendung) 7,0 - 7,8

### Besondere Hinweise

Mindestens 12 Monate ohne besondere Begrenzung lagerfähig. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und

Produktinformation lesen. Geschlossen, frostfrei, lichtgeschützt und kühl lagern. Das Produkt ist kein Gefahrstoff nach Gefahrstoffverordnung. Die beim Umgang mit flüssigen Chemikalien geltenden Vorsichtsmaßnahmen sollten jedoch trotzdem beachtet werden.

## Lieferformen

REF	Gebindegröße	Verpackungseinheit
20476050	RHEOSOL-STN Steckbeckenklarspüler 5 Liter	Kanister

## Zubehör

REF	Gebindegröße	Verpackungseinheit
48017002	Kanisterhahn Gewinde 51 für 5/10 Liter Kanister	Stück
48020002	Kanisterpumpe Gewinde 51 mm für 5/10 Liter UN- Kanister	Stück
48038005	Kanisterschlüssel für Verschluß mit Gewinde 51	Stück

## Gutachten und Informationen

Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter → [www.rheosol.com](http://www.rheosol.com) - individuelle Fragen oder Informationen zu Gutachten richten Sie bitte an unseren Innendienst: Telefon: 02241 - 3923-70 E-Mail: [info@rheosol.de](mailto:info@rheosol.de).

## Umweltinformationen

Die Wachendorff-Chemie GmbH produziert nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards.