


Produktinformation: 22615

Hautreinigung

- dekontaminierendes Waschprodukt zur Ganzkörperwaschung bei MRSA nach EN1499
- gute pflegende und antimikrobielle Eigenschaften
- hautfreundlich mit Dermatest "sehr gut"
- hautneutraler pH-Wert und farbstofffrei
- mit hautberuhigenden Allantoin
- für Patienten und Personal



rheomed-Hygienische Waschlotion

Dekontaminierende Waschlotion zur hautpflegenden, antimikrobiellen Ganzkörperreinigung

Produktbeschreibung

Dekontaminierendes Waschprodukt zur Entfernung von bakteriellen Besiedlungen der Haut, um Infektionen zu vermeiden. Hygienische Ganzkörperwaschlotion auf Basis ausgesuchter Pflegesubstanzen, hautverträglicher Tenside und Polyhexanid zur hautpflegenden, antimikrobiellen Ganzkörperwaschung (inkl. Haare). Zur milden und antimikrobiellen Hautreinigung von Patienten und Pflegepersonal. Begutachtet nach EN 1499.

Anwendungsbereiche

In Krankenhäusern und Pflegeheimen.

Anwendungshinweise

Für Washungen rheomed-Hygienische Waschlotion unverdünnt auf entsprechenden vorgefeuchteten Körperpartien einreiben und nach 30 Sekunden wieder

abwaschen. Die Entnahmemenge bei der Ganzkörperwaschung ist entsprechend der zu waschenden Hautfläche anzupassen. Beim Duschen ist die rheomed-Waschlotion wie handelsübliche Präparate zu verwenden. Nicht mit anderen Pflegeprodukten mischen oder gleichzeitig anwenden. Nicht in die Augen gelangen lassen.

Anwendungskonzentrationen

Dosiervorgabe	Dosierangabe	Bemerkung
Einwirkzeit 30 Sekunden	5 – 10ml	Dekontamination nach EN1499

Zusammensetzung

In 100g enthalten: 0,3g Polyhexamethylenbiguanid (PHB). Weitere Hilfsstoffe: Allantoin.

Physikalisch-chemische Daten

- pH-Wert (Anwendung) 6,0

Kennzeichnung gem. GHS

- H318 - Verursacht schwere Augenschäden.
- H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280 - Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt anrufen.
- EUH208 - Enthält polyhexamethylene biguanide hydrochloride. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Lieferformen

REF	Gebindegröße	Verpackungseinheit
22615612	rheomed-Hygienische Waschlotion Tube 125 ml	Karton
22615353	rheomed-Hygienische Waschlotion Eurospenderpatrone 500 ml	Karton

Gutachten und Informationen

Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter www.rheosol.com - individuelle Fragen oder Informationen zu Gutachten richten Sie bitte an unseren Innendienst: Telefon: 02241 - 3923-70 E-Mail: info@rheosol.com.

Registrierungen

Dieses Medizinprodukt ist CE zertifiziert.

Umweltinformationen

Die NW-Chemie GmbH produziert nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards.