

Produktinformation: 24603

Händedekontamination

- hygienische Waschlotion mit keimreduzierender Wirkung
- begutachtet nach DIN EN 1499 - Hygienische Händewaschung
- geeignetes Waschprodukt im medizinischen Bereich
- hautneutraler pH-Wert und farbstofffrei
- parfümfreie Formulierung auch für den Lebensmittelbereich
- mit hautpflegendem Allantoin
- hautfreundlich mit Dermatest "sehr gut"



## RHEOSEPT-HD wash

Hygienische Waschlotion zur Händedekontamination

### Produktbeschreibung

Hygienische Waschlotion zur Entfernung bakterieller Besiedlungen der Haut, um Infektion zu vermeiden. Hautschonendes und pflegendes Waschprodukt - begutachtet nach EN 1499. Gute Dekontaminationswirkung auch bei Verdünnung durch Wasser. Enthält Allantoin speziell zur Pflege stark beanspruchter Haut.

### Anwendungsbereiche

Das Produkt eignet sich zur hygienischen Händewaschung im medizinischen Bereich als Ergänzung zur Händedesinfektion, um nosokomiale Infektionen vorzubeugen. Auch geeignet im Lebensmittelbereich (Küchen, Speisenausgaben) und in anderen sensiblen Bereichen sowie zur großflächigen Anwendung auf der Haut.

### Anwendungshinweise

3 ml unverdünntes Produkt auf die vorgefeuchteten Handflächen geben. Mindestens 30 Sekunden gut verreiben und einwirken lassen. Unter fließendem Wasser gründlich abspülen und abtrocknen. Die Anwendung ist mehrmals täglich, je nach Bedarf möglich. Hände mit Einmalhandtüchern gründlich abtrocknen.

### Anwendungskonzentrationen

Dosiervorgabe	Dosierangabe	Bemerkung
Einwirkzeit 30 Sekunden	3 ml unverdünnt	Hygienische Händewaschung EN 1499

### Zusammensetzung

In 100g enthalten: 0,3g Polyhexamethylenbiguanid (PHB). Weitere Hilfsstoffe: Allantoin.

## Physikalisch-chemische Daten

- pH-Wert 6,0  
(Anwendung)

## Kennzeichnung gem. GHS

- H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
- P301 + P330 + P331 - BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337 + P313 - Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- EUH208 - Enthält polyhexamethylene biguanide hydrochloride. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sie unter → [www.rheosol.com](http://www.rheosol.com) - individuelle Fragen oder Informationen zu Gutachten richten Sie bitte an unseren Innendienst: Telefon: 02241 - 3923-70 E-Mail: [info@rheosol.de](mailto:info@rheosol.de).

## Registrierungen

Dieses Medizinprodukt ist CE zertifiziert.

## Umweltinformationen

Die Wachendorff-Chemie GmbH produziert nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards.

## Lieferformen

REF	Gebindegröße	Verpackungseinheit
24603353	RHEOSEPT-HD wash Eurospenderpatrone 500 ml	Karton
24603355	RHEOSEPT-HD wash Eurospenderpatrone 1000 ml	Karton
24603060	RHEOSEPT-HD wash Kanister 5 Liter	Karton
24603100	RHEOSEPT-HD wash Kanister 10 Liter	Kanister

## Zubehör

REF	Gebindegröße	Verpackungseinheit
48026032	Dosierpumpe zum Aufsatz auf die Eurospenderpatrone 500 ml und 1000 ml	Beutel
48017006	Kanisterhahn Gewinde 40 für 5 Liter Leichtkanister	Stück
48038004	Kanisterschlüssel für Verschluß mit Gewinde 45	Stück
48017001	Kanisterhahn Gewinde 45 für 10 Liter Kanister	Stück
48020001	Kanisterpumpe Gewinde 45 mm für 10 Liter Kanister	Stück
48029003	Kanisterhaken für 10 Liter Kanister	Stück

## Gutachten und Informationen

Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden