

Produktinformation: 24603

Händedekontamination

- hygienische Waschlotion mit keimreduzierender Wirkung
- begutachtet nach DIN EN 1499 - Hygienische Händewaschung
- geeignetes Waschprodukt im medizinischen Bereich
- hautneutraler pH-Wert und farbstofffrei
- parfümfreie Formulierung auch für den Lebensmittelbereich
- mit hautpflegendem Allantoin
- hautfreundlich mit Dermatest "sehr gut"



RHEOSEPT-HD wash

Hygienische Waschlotion zur Händedekontamination

Produktbeschreibung

Hygienische Waschlotion zur Entfernung bakterieller Besiedlungen der Haut, um Infektion zu vermeiden. Hautschonendes und pflegendes Waschprodukt - begutachtet nach EN 1499. Gute Dekontaminationswirkung auch bei Verdünnung durch Wasser. Enthält Allantoin speziell zur Pflege stark beanspruchter Haut.

Anwendungsbereiche

Das Produkt eignet sich zur hygienischen Händewaschung im medizinischen Bereich als Ergänzung zur Händedesinfektion, um nosokomiale Infektionen vorzubeugen. Auch geeignet im Lebensmittelbereich (Küchen, Speisenausgaben) und in anderen sensiblen Bereichen sowie zur großflächigen Anwendung auf der Haut.

Anwendungshinweise

3 ml unverdünntes Produkt auf die vorgefeuchteten Handflächen geben. Mindestens 30 Sekunden gut verreiben und einwirken lassen. Unter fließendem Wasser gründlich abspülen und abtrocknen. Die Anwendung ist mehrmals täglich, je nach Bedarf möglich. Hände mit Einmalhandtüchern gründlich abtrocknen.

Anwendungskonzentrationen

Dosiervorgabe	Dosierangabe	Bemerkung
Einwirkzeit 30 Sekunden	3 ml unverdünnt	hygienische Händewaschung EN1499

Zusammensetzung

In 100g enthalten: 0,3g Polyhexamethylenbiguanid (PHB).
Weitere Hilfsstoffe: Allantoin.

Physikalisch-chemische Daten

- pH-Wert 6,0
(Anwendung)

Kennzeichnung gem. GHS

- H318 - Verursacht schwere Augenschäden.
- H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280 - Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- EUH208 - Enthält polyhexamethylene biguanide hydrochloride. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Lieferformen

REF	Gebindegröße	Verpackungseinheit
24603353	RHEOSEPT-HD wash Eurospenderpatrone 500 ml	Karton
24603355	RHEOSEPT-HD wash Eurospenderpatrone 1000 ml	Karton
24603050	RHEOSEPT-HD wash Kanister 5 Liter	Kanister

Gutachten und Informationen

Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter www.rheosol.com - individuelle Fragen oder Informationen zu Gutachten richten Sie bitte an unseren Innendienst: Telefon: 02241 - 3923-70 E-Mail: info@rheosol.com.

Registrierungen

Dieses Medizinprodukt ist CE zertifiziert.

Umweltinformationen

Die NW-Chemie GmbH produziert nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards.